

GB DIRECTIONS FOR USE

Zendo® Flexible endodontic irrigation needle.

Indication

Endodontic canal rinsing.

Properties

Soft-tip cannula with side-port aperture designed to deliver irrigant evenly along root canal walls.

Instructions for use

1. Remove from packaging by tearing along the pre-scored perforation line.
2. Attach the «Secure Lock» connector to the luer fitting of a pre-filled syringe, then rotate to secure.
3. Confirm that the needle is firmly engaged on the syringe before use.
4. Proceed with irrigation following your standard endodontic protocol.
5. After use, detach the needle and discard per applicable waste disposal regulations.

Precautions

Measure canal working length beforehand. Use 18, 19, 20 or 22 mm depth indicators to position correctly. Verify needle moves without resistance to guarantee continuous irrigant reflux.

Adverse reactions

No adverse reactions reported.

Contraindications

No known contraindications.

Warning messages

Single use only. Discard after use.

Storage

Store away from direct sunlight.

Disinfection, cleaning and sterilisation

Manufactured in a controlled clean-room environment. Ready to use as supplied. Do not sterilise prior to use.

Packaging

Box of 20 needles. Individual plastic packaging.

For dental professional use.

F MODE D'EMPLOI

Zendo® Aiguille d'irrigation endodontique flexible.

Indication

Rinçage des canaux radiculaires.

Propriétés

Cannule souple avec orifice latéral permettant une distribution homogène du liquide irrigant le long des parois du canal.

Mode d'emploi

1. Ouvrir l'emballage en déchirant le long de la ligne de prédécoupe.
2. Insérer le raccord «Secure Lock» dans l'embout luer d'une seringue préalablement remplie, puis visser pour verrouiller.
3. Vérifier que la canule est bien solidaire de la seringue avant utilisation.
4. Procéder à l'irrigation selon votre protocole endodontique habituel.
5. Après utilisation, retirer la canule et l'éliminer conformément à la réglementation locale.

Précaution d'emploi

Mesurer la longueur de travail au préalable. Utiliser les repères 18, 19, 20 ou 22 mm. S'assurer que la canule se déplace librement afin de garantir un reflux continu.

Réactions indésirables

Aucun effet indésirable rapporté.

Contre-indication

Aucune contre-indication connue.

Mise en garde

Usage unique. Jeter après utilisation.

Stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe.

Désinfection, nettoyage et stérilisation

Fabrique en environnement salle blanche contrôlée. Prêt à l'emploi. Ne pas stériliser avant utilisation.

Présentation

Boîte de 20 canules. Emballage plastique individuel.

Réservé à l'usage professionnel dentaire.

D GEBRAUCHSANWEISUNG

Zendo® Flexible Kanüle für die endodontische Spülung.

Indikation

Spülung von Wurzelkanälen.

Eigenschaften

Weiche Kanüle mit seitlicher Öffnung zur gleichmäßigen Verteilung der Spülflüssigkeit entlang der Kanalwände.

Gebrauchsanweisung

1. Verpackung entlang der Perforationslinie aufreißen.
2. Den «Secure Lock»-Anschluss in die Luer-Verbindung einer befüllten Spülspritze einsetzen und durch Drehen arretieren.
3. Sicherstellen, dass die Kanüle fest auf der Spritze sitzt.
4. Spülung gemäß dem üblichen endodontischen Protokoll durchführen.
5. Nach Gebrauch Kanüle entfernen und gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen

Arbeitslänge des Kanals vorab bestimmen. Tiefenmarkierungen 18, 19, 20 und 22 mm zur korrekten Positionierung verwenden. Sicherstellen, dass die Kanüle sich frei bewegen kann.

Unerwünschte Wirkungen

Keine unerwünschten Wirkungen bekannt.

Kontraindikationen

Keine bekannten Kontraindikationen.

Warnhinweise

Nur zum einmaligen Gebrauch. Nach Verwendung werfen.

Lagerung

Vor direktem Licht geschützt aufbewahren.

Desinfektion, Reinigung und Sterilisation

In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt. Gebrauchsfertig geliefert. Vor der Verwendung nicht sterilisieren.

Verpackung

Karton mit 20 Kanülen. Individuell in Kunststoff verpackt.

Nur für den zahnärztlichen Fachgebrauch.

I ISTRUZIONI PER L'USO

Zendo® Ago flessibile per irrigazione endodontica.

Indicazione

Irrigazione dei canali radicolari.

Caratteristiche

Cannula morbida con apertura laterale per una distribuzione uniforme del liquido irrigante lungo le pareti del canale.

Istruzioni per l'uso

1. Aprire la confezione staccando lungo la linea di pretaglio.
2. Inserire il connettore «Secure Lock» nel raccordo luer di una siringa precaricata e ruotare per bloccare.
3. Verificare che l'ago sia saldamente fissato alla siringa prima dell'uso.
4. Eseguire l'irrigazione seguendo il protocollo endodontico in uso.
5. Dopo l'uso, rimuovere l'ago e smaltirlo in conformità alle normative locali.

Precauzioni

Misurare preventivamente la lunghezza di lavoro. Utilizzare i riferimenti di profondità 18, 19, 20 o 22 mm. Verificare che l'ago si muova liberamente per garantire il reflusso continuo.

Reazioni avverse

Nessuna reazione avversa segnalata.

Controindicazioni

Nessuna controindicazione nota.

Avvertenze

Monouso. Eliminare dopo l'uso.

Conservazione

Conservare lontano dalla luce diretta.

Disinfezione, pulizia e sterilizzazione

Prodotto fabbricato in ambiente a camera bianca controllata. Pronto all'uso come fornito. Non sterilizzare prima dell'uso.

Dotazione standard

Scatola con 20 aghi. Confezioni singole in plastica.

Per uso professionale odontoiatrico.

E INSTRUCCIONES DE USO

Zendo® Aguja flexible para irrigación de conductos.

Indicación

Irrigación de conductos radiculares.

Propiedades

Cánula blanda con orificio lateral para distribución uniforme del líquido irrigante a lo largo de las paredes del conducto.

Modo de uso

1. Abrir el envase rasgando por la línea de corte predefinida.
2. Insertar el conector «Secure Lock» en la conexión luer de una jeringa precargada y girar para fijar.
3. Comprobar que la aguja esté firmemente unida a la jeringa antes del uso.
4. Realizar la irrigación siguiendo el protocolo endodóntico habitual.
5. Tras el uso, retirar la aguja y desecharla conforme a la normativa local.

Precauciones

Medir previamente la longitud de trabajo. Utilizar las marcas de profundidad 18, 19, 20 o 22 mm. Verificar que la aguja se mueva sin resistencia para garantizar el reflujo constante.

Reacciones adversas

No se conocen reacciones adversas.

Contraindicaciones

Sin contraindicaciones conocidas.

Advertencias

De un solo uso. Desechar tras su uso.

Conservación

Conservar alejado de la luz directa.

Desinfección, limpieza y esterilización

Fabricado en entorno de sala blanca controlada. Listo para usar tal como se suministra. No esterilizar antes del uso.

Presentación

Caja de 20 agujas. Envase individual de plástico.

Para uso profesional dental.